

**JOBST®**

Comfort, Health and Style!

TEHOKKAASEEN  
TURVOTUKSEN HOITON.  
HELPPOKÄYTTÖINEN

JOBST® COMPRI 2 – UUSI  
2-KERROSSIDOSJÄRJESTELMÄ

THERAPIES. HAND IN HAND.

**BSN** medical

# OIKEAN KOMPRESSIION SAAVUTTAMINEN ON AVAIN ONNISTUNEISIIN TULOKSIIN

Turvotuksen laskeminen ja avonaisten laskimoperäisten säärihaavojen parantaminen C3–C6-luokassa ei ole aina helppoa, sillä hoito perustuu oikean kompression kohdistamiseen jalkaan. Testit ovat osoittaneet, että useimmat kompressiosidokset kohdistavat jalkaan joko liian suuren tai liian pienen kompression. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että potilaan yleiseen terveydentilaan kohdistuu suurentunut riski tai hoito ei ole tarpeeksi tehokasta. Huolellisesti valitut sidoksetkaan eivät johda tavoiteltuihin tuloksiin tai tuloksia saavutetaan vasta merkittävän viiveen jälkeen.

Tarkka diagnosointi on edellytys sille, että sairauksia, jotka ovat sekä valtimo- että laskimoperäisiä, hoidetaan kohtalaisella kompressiolla, kun taas enemmistössä olevat laskimoperäiset tapaukset edellyttävät täyttä kompressiota. On kuitenkin olemassa 20 prosentin mahdollisuus, että ongelma johtuu yksinomaan valtimoperäisestä viasta, jolloin kompressio on vasta-aiheista.

## KROONISEN LASKIMOSAIRAUDEN CEAP-LUOKITUS

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Ei näkyviä tai tunnustelemalla havaittavia merkkejä laskimosairaudesta	Ihonsisäisiä laskimolaajentumia tai retikulaarisia laskimoita	Suonikohjuja	Turvotusta	a. Pigmentoitumista ja/tai ekseemaa b. Lipodermatoskleroosia ja/tai vaalea fibroottinen ihoalue (atrophie blanche)	Parantunut laskimoperäinen säärihaava	Avoin laskimoperäinen säärihaava
			← Turvotuksen vähentäminen →			

Lähde: O'Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum



# TEHOKASTA TURVOTUKSEN HOITOA KAIKKIIN TARPEISIIN\*

## JOPA 7 PÄIVÄÄ\*\*

CEAP-luokat C3–C5 Haavan paranemisen granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, kun edistymistä seurataan muutaman päivän välein, korkeintaan seitsemän päivän välein.

### HELPPO

#### **JOBST® Compri2**

2-kerrossidosjärjestelmä

- Suoraan käytettävissä olevat ohjaustyökalut helpottavat käyttöä ja edistävät oikean kompression löytämistä
- Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression erityisesti sekatyypin sairauksissa

### TASIAANTUNTIJA

#### **JOBST® Comprifore**

4-kerrossidosjärjestelmä

- Tarkka, potilaskohtainen kompressio, myös epätavallisissa mittasuhteissa
- Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression erityisesti sekatyypin sairauksissa

## 24 TUNTIA\*\*

Erityisesti pahoin tulehtuneiden haavojen kohdalla suositellaan päivittäistä seurantaa. Kompression tiheämpään tarkastamiseen on myös muita syitä. Suositeltu enimmäiskäyttöaika: enintään 2 päivää.

### TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

#### **Comprilan®**

Vähäelastinen sidos

- Pehmusteeseen yhdistettynä Comprilan® takaa kompression kaikissa tilanteissa.  
Vaadittu korkea rasiituksen aikainen paine ja matala lepopaine saavutetaan helposti, kun kiinnitystekniikoiden tuntemus on riittävä.
- Comprilan voidaan pestä ja tarpeen mukaan steriloida ja sitä voidaan käyttää uudelleen jopa 10 kertaa.

### ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

#### **Gelocast®**

Sinkkipastasidos

- Suoraan iholle asetettava Gelocast takaa erinomaisen rasiituksen aikaisen paineen ja erittäin matalan lepopaineen, mikä vähentää turvotusta tehokkaimmin.
- Hoitoon huonosti myöntyvien potilaiden, esimerkiksi Alzheimerin taudista kärsivien, on erittäin vaikeaa irrottaa sidosta sen kuivuttua.

\* Edellytys: liikuntakykyiset potilaat

\*\* Käyttöaika


# HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ SUORAAN PAKKAUKSESTA

## HELPPOKÄYTTÖINEN TUOTE



### Helposti sidottava ensimmäinen kerros

- Sitominen kantapään ympärille helpottuu merkittävästi, sillä sidos joustaa molempiin suuntiin
- Sidosta voidaan katkaista repäisemällä ja laittaa lisäpehmustetta tarpeen mukaan



### Helposti sidottava toinen kerros

- Toisessa kerroksessa on yksinkertainen kompression ilmaisin, mikä mahdollistaa oikean kompression saavuttamisen jokaisella käyttökerralla
- Sidosta voidaan säätää uudelleen kiinnittämisen aikana



## Helppotajuiset sidoksen kiinnittämisohjeet

- Taskukokoinen taitettu käyttöohje, jossa helppotajuiset sidontakuvat



## Kompressio tarpeen mukaan

- Kaksi vaihtoehtoa saavuttaa haluttu kompressio

Sairauden tyyppi	Esiintymisprosentti	ABPI	Kompressiotaso	
Laskimoperäinen	~ 60%	>0.8	40 mmHg	JOBST® Compriz
Laskimo-/valtimoperäinen	~ 20%	0.5-0.8	20-30 mmHg	JOBST® Compriz lite
Valtimoperäinen	~ 20%	<0.5	Ei kompressiota	–

## ENTISTÄKIN HELPOMPI SITOA




Repäise liuska irti ja hyödynnä lisäresurssit.

- Lataa sovellus, jotta pääset katsomaan sidosten kiinnitysvideoita myös kentällä työskennellessäsi.
- Kerro potilaille JOBST® Compriz<sup>2</sup> -sidosten eduista.

QR-koodit molemmissa sidoksissa

- Molemmissa sidoksissa olevat QR-koodit ohjaavat älypuhelimien ja muut digitaaliset laitteet suoraan käytännöllisten sidosten kiinnitysvideoiden pariin.





” Ei ainoastaan kivuton, ”  
vaan myös miellyttävä

Wiebke F. 65 (Aachen, Saksa)

# JOBST® COMPRI 2 TOIMII, KOSKA POTILAAT KÄYTTÄVÄT SITÄ

Onnistunut kompressiohoito edellyttää kahden tärkeän tekijän toteutumista:

Oikean kompression kohdistaminen jalkaan voidaan toteuttaa helposti ja potilaat ovat myöntyväisiä hoitoon.


Jos potilaat kokevat hoidon kivuliaana, hankalana tai epämiellyttävänä, he eivät halua sitoutua siihen kaiken aikaa.

## ”KUKAAN EI TIEDÄ HOIDOSTANI. VOIN JOPA KÄYTTÄÄ LEMPIKENKIÄNI.”

- Sidos on kokonaisuudessaan suhteellisen ohut, mikä mahdollistaa tavallisten kenkien käytön.

## ”EN USKONUT, ETTÄ SIDOS VOISI OLLA NIIN HELPPOKÄYTTÖINEN JA KIVUTON”

- Pehmusteen ansiosta kehon kaartuvia alueita voidaan pehmustaa paremmin ja näin vähentää kipua ja paineen tiettyyn paikkaan kohdistumisen riskiä.
- Aktiivinen kosteuden hallinta siirtää nesteet järjestelmän sisälle ja pitää ihon kuivana.




## ”KOMPRESSIO TODELLA TOIMII JA YMMÄRRÄN, MIKSI HOITOA ON JATKETTAVA”



- Skannattava QR sisältää suoran linkin potilaan tarvitsemiin tietoihin: Usein kysytyt kysymykset, päivittävät tarpeet ja hoidon keskeiset seikat

## ”ON HIENOJA NÄHDÄ, KUINKA NOPEASTI TURVOTUS LASKEE”

- Mukana paperiviivoitin, jolla turvotuksen laskemista voidaan mitata suuntaa-antavasti
- Pakkauksen sivuliuskan avulla voidaan kirjata turvotuksen laskemisen edistyminen.



\* Data tiedostossa

## TILAUSTIEDOT

# JOPA 7 PÄIVÄÄ\*\*

CEAP-luokat C3–C5. Lisäksi haavan paranemisen granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, kun edistymistä seurataan muutaman päivän välein, korkeintaan seitsemän päivän välein.

## HELPPO

**2-kerrossidosjärjestelmä**, suoraan käytettävissä olevat ohjaustyökalut ja kaksi kompressiotasoa edistävät oikean kompression löytämistä.

VIITE	Nilkan koko	Pakkauksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
<b>JOBST® Compri2</b> Normaali kompressio (ABPI >0,8)			
76271-00	18 - 25 cm	1	10
76271-01	25 - 32 cm	1	10
<b>JOBST® Compri2 lite</b> Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)			
76271-02	18 - 25 cm	1	10
76271-03	25 - 32cm	1	10

## ASIAANTUNTIJA

**4-kerrossidosjärjestelmä**, tarkka kompressio myös epätavallisissa mittasuhteissa ja kaksi kompressiotasoa edistävät oikean kompression löytämistä.

VIITE	Nilkan koko	Pakkauksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
<b>JOBST® Comprifore</b> Normaali kompressio (ABPI >0,8)			
72661-04	18 - 25 cm	1	8
72661-05 (lateksiton)	18 - 25 cm	1	8
<b>JOBST® Comprifore lite</b> Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)			
72661-06	18 - 25 cm	1	8
72661-07 (latex free)	18 - 25 cm	1	8

\*\* Käyttöaika



## TILAUSTIEDOT

# 24 TUNTIA\*\*

Eryteisesti pahoin infektoituneiden haavojen kohdalla päivittäistä seuranta suositellaan. Kompression tiheämpään tarkastamiseen on myös muita syitä.

## TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

**Vähäelastinen sidos**, takaa kompression kaikissa tilanteissa. Comprilan® voidaan pestä ja tarpeen mukaan steriloida ja sitä voidaan käyttää uudelleen.

VIITE	koko	Sidoksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
<b>Comprilan®</b>			
01027-01	5 m x 8 cm	5	34
01028-01	5 m x 10 cm	5	70
01029-01	5 m x 12 cm	5	60
<b>Artiflex®</b> pehmusteeksi			
09046-00	3 m x 10 cm	30	1

## ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

**Sinkkipastasidos**, tehokkain valinta turvotuksen vähentämiseen. Hoitoon huonosti myöntyväisten potilaiden on erittäin vaikeaa irrottaa sidosta sen kuivuttua.

VIITE	koko	Sidoksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
<b>Gelocast®</b>			
01052-01	9,2 m x 8 cm	1	12
01053-01	9,2 m x 10 cm	1	12

\*\* Käyttöaika

## BSN medical AB

Ugglebälsvägen 15  
427 40 Billdal  
Sverige

www.jobsttilaus.fi  
www.bsnmedical.fi  
Puh +358 (0) 10 28 70 150  
Fax +358 (0) 10 28 70 151

**BSN** medical

# INNOVATIIVISET KOMPRESSIORATKAISUT MAAILMAN JOHTAVALTA TOIMIJALTA

BSN Medical tarjoaa integroituja hoitoratkaisuja kroonisten laskimohäiriöiden kaikkien kliinisten vaiheiden hoitoon. Tuotteemme ovat luokkansa parhaita ja niiden teho on todistettu, mikä mahdollistaa potilaskeskeisen hoidon ilman tuotteen testaustarvetta tai virheitä.

JOBST® on BSN Medicalin tunnettu brändi ja kehittää jatkuvasti uusia tekniikoita ja edistyksellisiä ratkaisuja sen takaamiseksi, että tarjontamme kattaa kroonisen laskimohäiriön tehokkaaseen hoitoon tarvittavat tuotteet. Seuraavassa esitellään kompressiohoitoon tarkoitettujen tuotteidemme valikoima. Lisätiedot: [www.bsnmedical.fi](http://www.bsnmedical.fi)

	<b>C0</b> Ei näkyviä tai tunnustelemalla havaittavia merkkejä laskimosairaudesta	<b>C1</b> Ihonsisäisiä laskimolääjentyviä tai retikulaarisia laskimoita	<b>C2</b> Suonikohjuja	<b>C3</b> Turvotusta	<b>C4</b> a. Pigmentoitumista ja/tai ekseemaa b. Lipodermatoskleroosia ja/tai vaalea fibroottinen ihoalue (atrophie blanche)	<b>C5</b> Parantunut laskimoperäinen säärihaava	<b>C6</b> Avoin laskimoperäinen säärihaava
<b>JOBST®</b> Kompressio- sukat ja -sidokset	JOBST® Support Wear						
	JOBST® TravelSocks						
	JOBST® Sport						
	JOBST® UltraSheer						
	JOBST® Opaque						
	JOBST® forMen Ambition & Explore						
	Comprilan®						
	JOBST® Comprifore / Comprifore lite						
	JOBST® Compri2 / Compri2 lite						
	JOBST® UlcerCare						
<b>Cutimed®</b> Haavanhoito*							Cutimed® Gel
							Cutimed® Siltec
							Sorbion Sachet / Sorbion Sana
<b>Cuticell®</b>						Cuticell Contact	

## BSN medical AB

Uggledalsvägen 15  
427 40 Billdal  
Sverige

[www.jobsttilaus.fi](http://www.jobsttilaus.fi)  
[www.bsnmedical.fi](http://www.bsnmedical.fi)  
Puh +358 (0) 10 28 70 150  
Fax +358 (0) 10 28 70 151

